

Dräger DrugTest 5000 Drogennachweissystem

Kein Pipettieren, kein Tropfen, kein Zeitstoppen: Mit dem Dräger DrugTest 5000 ist ein Drogentest einfach und schnell durchgeführt. Sie können Speichelproben sofort automatisch auswerten lassen – für ein zuverlässiges Ergebnis an Ort und Stelle.



Produktvorteile

Drogentest mit Probenahme und Analyse in einem System

Der Drogentester Dräger DrugTest 5000 besteht aus dem Probenahmesystem Dräger DrugTest 5000 Test-Kit und dem Analysegerät Dräger DrugTest 5000 Analyzer. Damit haben Sie alles zur Hand, wenn Sie vor Ort erste Gewissheit zum Drogenkonsum eines Probanden benötigen.

Mit dem Test-Kit sofort einsatzbereit

Mit dem Dräger DrugTest 5000 Test-Kit haben Sie ein gebrauchsfertiges Probenahmesystem zur Hand. Sie wollen eine verdächtige Person überprüfen? Entfernen Sie einfach die Schutzkappe und geben Sie die Testkassette an den Probanden weiter.

Auch bei widrigen Umständen einfach und sicher zu bedienen

Selbst wenn es hektisch wird: Mit nur drei Tasten haben Sie das Analysegerät im Griff. Die Bedienung ist menügeführt. Befolgen Sie einfach die Klartext-Anweisungen im einfach abzulesenden Farbdisplay.

Hygienisch und schmerzlos durch das Sammeln einer Speichelprobe

Der Proband streicht sich mit dem Probenehmer durch den Mundraum, bis der integrierte Indikator das Ende der Probenahme durch eine blaue Verfärbung anzeigt – dies dauert üblicherweise weniger als eine Minute, maximal aber vier Minuten. Danach gibt er Ihnen die Testkassette wieder zurück – ohne dass Sie mit der Speichelprobe in Berührung kommen.

Automatische Analyse bringt schnelle Gewissheit

Der Nachweis über einen möglichen Drogenkonsum kann unmittelbar nach Sammeln der Speichelprobe beginnen. Schieben Sie dazu die Testkassette und die Patrone zur Auswertung in den Analyzer. Die Analyse läuft nun ganz von selbst. So bleiben Ihnen Kopf und Hände frei, um sich beispielsweise um den Probanden zu kümmern. Das Ergebnis wird Ihnen nach wenigen Minuten automatisch angezeigt.

Eindeutige Messergebnisse ohne Interpretationsspielraum

Das Messergebnis erscheint im Klartext. Fehlinterpretationen sind damit so gut wie ausgeschlossen. Alle Ergebnisse können über die externe Tastatur mit persönlichen Daten erweitert, gespeichert oder direkt über den Dräger Mobile Printer (optional) ausgedruckt werden.

Weitere Vorteile des Dräger DrugTest 5000 Test-Kits:

- hohe Übereinstimmung mit Blutproben und den in Deutschland gültigen Nachweisgrenzen (bestätigt durch einen Feldtest der Deutschen Hochschule der Polizei)
- extrem niedrige Nachweisgrenze für THC als Hauptwirkstoff von Cannabis

Produktvorteile

- auch mit Einsatzhandschuhen einfach zu bedienen
- über 230-V-Netzspannung oder 12-V-Kfz-Netzteil zu betreiben
- mit 4,5 kg leicht transportabel (optional mit Tragetasche oder Transportkoffer erhältlich)
- verschiedene Konfigurationen erhältlich (je nach Ausführung mehrere Substanzen gleichzeitig nachweisbar)
- Einsatz bei Temperaturen zwischen 4 °C und 40 °C möglich
- lagerbeständig in der Originalverpackung bei bis zu 30 °C

Rauschmittel und Medikamente sicher nachweisen

Das System kann folgende acht Substanzen/Substanzklassen mit vordefinierten Nachweisgrenzen (Cutt-Offs) detektieren:

- Amphetamin
- Benzodiazepine
- Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC (Canabis))
- Kokain
- Methamphetamine
- Opiate
- Methadon
- Ketamin

Nachweis von Drogen auf Oberflächen oder in Substanzen mit dem Dräger SSK 5000

Sie möchten an Ort und Stelle wissen, ob an einem Lenkrad Drogenspuren nachweisbar sind oder ob der Inhalt eines verdächtigen Beutels Drogen enthält? Bei diesen oder ähnlichen Fragestellungen nehmen Sie einfach eine Probe mit dem Probesammler Dräger SSK 5000 und übertragen diese auf den Probenehmer des Dräger DrugTest 5000 Test-Kits. Dann können Sie die Probe vom Dräger DrugTest 5000 Analyzer untersuchen lassen.

Zubehör

ST-3451-2003



Kompaktastatur

mit PS2-Schnittstelle, Abmessungen ca. 28,2 x 13,2 x 2,4 cm.

ST-8404-2006



Dräger Mobile Printer

Drogen- und Atemalkoholmessungen direkt vor Ort ausdrucken – das ermöglicht der Dräger Mobile Printer.

D-8115-2022



Tragetasche

Die praktische Tragetasche für den einfachen Transport des DrugTest 5000 Systems bietet Platz für alle benötigten Materialien: DrugTest 5000 Analyzer, Mobile Printer, Tastatur, Test Kits und Zubehör.

D-4837-2014



Hartschalen-Transportkoffer

Für den sicheren Transport und Versand des Dräger Drugtest 5000 z.B. zur periodischen Kalibrierung. Der Koffer bietet Stauraum für Druckerpapier, Mundstücke, Tastatur und Netzkabel.

Verwandte Produkte

D-2621-2022



Dräger DrugCheck 3000

Mit dem Dräger DrugCheck 3000 wissen Sie umgehend, ob jemand erst kürzlich Drogen konsumiert hat und möglicherweise unter deren Einfluss steht. Der kompakte Drogenschnelltest auf Speichelbasis liefert Ihnen unkompliziert und kostengünstig hygienisch Testergebnisse. Dieser Drogentester braucht keinen Strom und ist daher überall einsetzbar.

ST-132246-2007



Dräger DCD 5000

Rauschmitteln und Medikamenten einfach, schnell und sicher auf der Spur: Mit dem Dräger DCD 5000 können Sie die Speichelprobe nicht nur ganz leicht sammeln. Sie können sie damit auch lagern und zur Analyse ins Labor schicken – ohne dass die Probe unterwegs verfälscht wird.

D-6296-2009



Dräger SSK 5000

Das Dräger SSK 5000 dient zur Probenahme von Drogen-Anhaftungen von Oberflächen. In Kombination mit dem Dräger DrugTest 5000-System oder dem Dräger DrugCheck kann es zur Feststellung einer möglichen Drogen-Kontamination eingesetzt werden. Für weitere Untersuchungen kann die gewonnene Probe als Asservat gelagert und transportiert werden.

D-31888-2020



Dräger Alcotest® 5000

Das Dräger Alcotest® 5000 ist ein professionelles Alkoholmessgerät, das die Präsenz von Alkohol nachweist. Der schnelle Alkoholtester ermöglicht besonders viele Kontrollen in kürzester Zeit. Sein spezieller Trichteraufsatz reduziert rückströmende Atemluft auf ein Minimum und hilft somit die Gefahr möglicher Infektionen nachfolgender Testpersonen zu verringern.

Verwandte Produkte



D-32068-2020

Dräger Alcotest® 6000

Das Dräger Alcotest® 6000 bietet dem professionellen Anwender eine präzise und schnelle Atemkoholanalyse. Die Messtechnik des kleinen und benutzerfreundlichen Handmessgerätes hat sich weltweit bewährt und wurde bereits über 1.000.000 Mal verkauft.



ST-15090-2008

Dräger Alcotest® 7510

Atemalkohol-Handmessgerät für den anspruchsvollen Vortest oder den evidentiellen Einsatz bei der Polizei, in gewerblichen oder industriellen Bereichen. Je nach behördlichen und marktspezifischen Vorgaben können die Messergebnisse auch zu gerichtsverwertbaren Beweiswecken herangezogen werden.



D-491020-2012

Dräger Alcotest® 9510

Das Dräger Alcotest® 9510 ist ein ausgereiftes Atemalkoholmessgerät für gerichtsverwertbare Messungen. Es erfüllt nationale und internationale Anforderungen und Bestimmungen (OIML R 126, DIN VDE 0405, SR 941.210.4 (CH)). Mit der dualen Sensortechnologie, dem intuitiv bedienbaren, farbigen Touchscreen und dem modernen Design setzt das Alcotest® 9510 Maßstäbe.

Technische Daten

Betriebsspannung	12 V Gleichspannung (über mitgeliefertes Netzteil)
Stromaufnahme	üblicherweise 3 A
Abmessungen (B x H x T)	200 x 260 x 250 mm
Gewicht	4,5 kg
Arbeitsbereich	Betrieb: 4 °C bis 40 °C Lagerung/Transport: -20 °C bis +60 °C relative Feuchte 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Schnittstellen	optisch für Drucker, PS/2, USB-Slave
Dauer einer Messung	abhängig vom verwendeten Test-Kit (typisch < 9 Minuten) optional: Auswertung in < 5 Minuten mit Erhöhung des THC-cut-off auf 25 ng/ml (nach Aktualisierung der Gerätesoftware).
Speicherkapazität	500 Datensätze oder Messungen
Lizenzen / Standards	In der EU als Medizinprodukt gemäß der Richtlinie 98/79/EG für In-vitro-Diagnostika (IVD) zugelassen. Außerhalb der Europäischen Union für nichtmedizinische Zwecke (Standard) oder für forensische Anwendungen (UKCA-Konform).

Bestellinformationen

Beschreibung	IVD/ Standard	Packungseinheit	Bestellnummer
Analyzer inkl. Netzteil (83 15 675) und 12V Kfz-Ladekabel	IVD	1 Analyser	83 19 900
Analyzer inkl. Netzteil (83 15 675)	Standard	1 Analyser	83 23 605
Test Kit für 8 Substanzen* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD, KET	IVD	20 Stück	83 23 646 37 06 092
Test Kit für 7 Substanzen* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD	IVD Standard	20 Stück	83 23 156 83 23 636
Test Kit für 6 Substanzen* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET	IVD Standard	20 Stück	83 19 830 83 19 965
Test Kit für 5 Substanzen* COC, OPI, THC, AMP, MET	IVD Standard	20 Stück	83 23 439 83 21 350
Training Test-Kit (6 Test-Kits: 3 x Positiv; 3 x Negativ)	n.a.	6 Stück	83 23 640
Dräger SSK 5000		20 Stück	83 20 490
Kompaktastatur, deutsche Tastenbelegung (»QWERTZ«)		1 Stück	83 15 095
Kompaktastatur, englische Tastenbelegung (»QWERTY«)		1 Stück	83 15 497
Kompaktastatur, französische Tastenbelegung (»AZERTY«)		1 Stück	83 15 142
Barcode-Lesegerät		1 Stück	AG 02 491
Dräger Mobile Printer		1 Stück	83 19 310

Bestellinformationen

Einsatztasche für DrugTest 5000 Analyzer und Zubehör	1 Stück	83 22 675
Transportkoffer für DrugTest 5000 Analyzer	1 Stück	83 25 333
*COC: Kokain – *OPI: Opiate – *BZO: Benzodiazepine – *THC: Cannabis – *AMP: Amphetamin – *MET: Methamphetamine – *MTD: Methadon – *KET: Ketamin		

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0800 882 883 0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

